

ПРАВИЛА ЗАБОРА, ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ОБРАЗЦА КРОВИ/КОСТНОГО МОЗГА, ПАРАФИНОВОГО БЛОКА/СРЕЗА

Метод исследования	Консервант	t ⁰ хранения	Срок хранения	Объем материала	Дни и время приема
Молекулярное исследование на мутации гена JAK-2 (14ex, del12ex, MPL-1, CALR) кат.№ 14.60-14.65	Пробирка с ЭДТА 	+4 ⁰ C ! не замораживать	не более 24 часов	25 мл венозной крови	пн-пт с 9-00 до 14-00
Все остальные молекулярные исследования	Пробирка с ЭДТА 	+4 ⁰ C ! не замораживать	не более 24 часов	10-15 мл венозной крови или 2-3 мл костного мозга	пн-пт с 9-00 до 14-00
Иммунофенотипирование	Пробирка с ЭДТА 	+4 ⁰ C ! не замораживать	не более 24 часов	10 мл венозной крови или 2-3 мл костного мозга	пн-чт с 9-00 до 12-00
Стандартная цитогенетика	Пробирка с Li - Гепарин 	+4 ⁰ C ! не замораживать	не более 24 часов	2-3 мл костного мозга или 5-10 мл венозной крови (ПРИ ОМЛ КРОВЬ НЕ БЕРЕМ)	пн-пт с 9-00 до 14-00
FISH кат.№ 9.10, 9.11; 9.19-9.22	Парафиновые срезы в эппендорфе или парафиновый блок	от +10 до +25 ⁰ C вне холодильника в сухом помещении, в тёмном месте (коробке, футляре)	Свежий парафиновый блок (до 1 месяца)	Парафиновые срезы в достаточном кол-ве, информативный парафиновый блок	пн-пт с 9-00 до 14-00
FISH кат.№ 9.23-9.41	Парафиновый блок и стеклопрепарат к нему (окрашенный гистологический препарат)	от +10 до +25 ⁰ C вне холодильника в сухом помещении, в тёмном месте (коробке, футляре)	Свежий парафиновый блок (до 1 месяца)	информативный парафиновый блок и 1 стекло	пн-пт с 9-00 до 14-00
Все остальные FISH исследования	Пробирка с Li - Гепарин 	+4 ⁰ C ! не замораживать	не более 24 часов	2-3 мл костного мозга или 5-10 мл венозной крови (ПРИ ОМЛ КРОВЬ НЕ БЕРЕМ)	пн-пт с 9-00 до 14-00
Онкомаркеры кат.№ 25.6	парафиновый блок, стеклопрепарат к нему (окрашенный гистологический препарат)	от +10 до +25 ⁰ C вне холодильника в сухом помещении, в тёмном месте (коробке, футляре)		информативный парафиновый блок и 1 стекло	пн-пт с 9-00 до 14-00
	пробирка с ЭДТА 	+4 ⁰ C ! не замораживать	не более 24 часов	10 мл венозной крови	
Все остальные исследования на Онкомаркеры	парафиновый блок, стеклопрепарат к нему (окрашенный гистологический препарат)	от +10 до +25 ⁰ C вне холодильника в сухом помещении, в тёмном месте (коробке, футляре)		информативный парафиновый блок и 1 стекло	пн-пт с 9-00 до 14-00